

Pour vos patients astigmatiques, toutes les lentilles ACUVUE® sont dotées de la technologie EYELID STABILISED<sup>1-2</sup>



1 JOUR

2 SEMAINES

1 MOIS

Puissances		Plan à -6.00D (par 0.25D)					-6.50D à -9.00D (par 0.50D)				
AXES	Cylindres	-0,75	-1,25	-1,75	-2,25	-2,75	-0,75	-1,25	-1,75	-2,25	-2,75
	10°	●●	●●	●●	●●	●	●●	●●	●●	●	●
	20°	●●	●●	●●	●●	●	●●	●●	●●	●	●
	30°	●●	●●	●●	●	●	●	●	●	●	●
	40°	●●	●●	●●	●	●	●	●	●	●	●
	50°	●●	●●	●●	●	●	●	●	●	●	●
	60°	●●	●●	●●	●	●	●	●	●	●	●
	70°	●●	●●	●●	●●	●	●●	●●	●●	●	●
	80°	●●	●●	●●	●●	●	●●	●●	●●	●	●
	90°	●●	●●	●●	●●	●	●●	●●	●●	●	●
	100°	●●	●●	●●	●●	●	●●	●●	●●	●	●
	110°	●●	●●	●●	●●	●	●●	●●	●●	●	●
	120°	●●	●●	●●	●	●	●	●	●	●	●
	130°	●●	●●	●●	●	●	●	●	●	●	●
	140°	●●	●●	●●	●	●	●	●	●	●	●
	150°	●●	●●	●●	●	●	●	●	●	●	●
	160°	●●	●●	●●	●●	●	●●	●●	●●	●	●
170°	●●	●●	●●	●●	●	●●	●●	●●	●	●	
180°	●●	●●	●●	●●	●	●●	●●	●●	●	●	

  

Puissances		+0.25D à +4.00D (par 0.25D)					+4.25D à +6.00D (par 0.25D)				
AXES	Cylindres	-0,75	-1,25	-1,75	-2,25	-2,75	-0,75	-1,25	-1,75	-2,25	-2,75
	10°	●●	●●	●●	●	●	●	●	●	●	●
	20°	●●	●●	●●	●	●	●	●	●	●	●
	30°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	40°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	50°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	60°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	70°	●●	●●	●●	●	●	●	●	●	●	●
	80°	●●	●●	●●	●	●	●	●	●	●	●
	90°	●●	●●	●●	●	●	●	●	●	●	●
	100°	●●	●●	●●	●	●	●	●	●	●	●
	110°	●●	●●	●●	●	●	●	●	●	●	●
	120°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	130°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	140°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	150°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	160°	●●	●●	●●	●	●	●	●	●	●	●
170°	●●	●●	●●	●	●	●	●	●	●	●	
180°	●●	●●	●●	●	●	●	●	●	●	●	

● ACUVUE® OASYS for ASTIGMATISM (tous les paramètres du tableau, 5 Cyl. 18 axes)

● 1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM + ACUVUE® OASYS 1-Day for ASTIGMATISM + ACUVUE® VITA™ for ASTIGMATISM

SERVICE CLIENTS ACUVUE®

☎ 01 55 69 51 42

ACUVUE® e-Calculateur

[jnvisioncare.fr/toric-calculator](http://jnvisioncare.fr/toric-calculator)



SPHÈRE LUNETTES	SPHÈRE LENTILLES	CYLINDRE LUNETTES*															
		-0.75	-1.00	-1.25	-1.50	-1.75	-2.00	-2.25	-2.50	-2.75	-3.00	-3.25	-3.50	-3.75	-4.00		
+5.75	+6.00																
+5.50	+6.00																
+5.25	+5.50																
+5.00	+5.25																
+4.75	+5.00																
+4.50	+4.75																
+4.25	+4.50																
+4.00	+4.25																
+3.75	+4.00																
+3.50	+3.50																
+3.25	+3.25																
+3.00	+3.00																
+2.75	+2.75																
+2.50	+2.50																
+2.25	+2.25																
+2.00	+2.00																
+1.75	+1.75																
+1.50	+1.50																
+1.25	+1.25																
+1.00	+1.00																
+0.75	+0.75																
+0.50	+0.50																
+0.25	+0.25																
plan	plan																
		CYLINDRE LUNETTES*															
		-0.75	-1.00	-1.25	-1.50	-1.75	-2.00	-2.25	-2.50	-2.75	-3.00	-3.25	-3.50	-3.75	-4.00		
-0.25	-0.25																
-0.50	-0.50																
-0.75	-0.75																
-1.00	-1.00																
-1.25	-1.25																
-1.50	-1.50																
-1.75	-1.75																
-2.00	-2.00																
-2.25	-2.25																
-2.50	-2.50																
-2.75	-2.75																
-3.00	-3.00																
-3.25	-3.25																
-3.50	-3.50																
-3.75	-3.75																
-4.00	-4.00																
-4.25	-4.00																
-4.50	-4.25																
-4.75	-4.50																
-5.00	-4.75																
-5.25	-5.00																
-5.50	-5.25																
-5.75	-5.25																
-6.00	-5.50																
-6.25	-5.75																
-6.50	-6.00																
-6.75	-6.00																
-7.00	-6.50																
-7.25	-6.50																
-7.50	-6.50																
-7.75	-7.00																
-8.00	-7.00																
-8.25	-7.50																
-8.50	-7.50																
-8.75	-8.00																
-9.00	-8.00																
-9.25	-8.50																
-9.50	-8.50																
-9.75	-9.00																
-10.00	-9.00																

\* Calculé pour une distance verre-cil de 12.00 mm — Uniquement ACUVUE® OASYS for ASTIGMATISM

1. Eyelid Stabilised = Stabilisation par les paupières, équivalent à l'ASD™ : Accelerated Stabilised Design™ : Géométrie à Stabilisation Accélérée. La stabilité est caractérisée par la stabilisation de la vision, stabilisation dans les mouvements oculaires dans diverses directions et indépendances vis-à-vis de la gravité. 2. Données internes JJV 2018. Données générales sur le succès d'adaptation, l'orientation, la stabilité de rotation et les performances visuelles en lentilles de contact ACUVUE® for ASTIGMATISM. Les lentilles de contact ACUVUE® sont destinées aux amétropies sous réserve d'une prescription médicale. Les lentilles de contact ACUVUE® OASYS with Transitions™ sont des lentilles photochromiques indiquées également pour atténuer une luminosité élevée grâce à l'agent photochromique qui absorbe activement la lumière visible. Avant toute utilisation, se référer à la notice d'utilisation qui accompagne le dispositif et respecter les consignes d'utilisation y figurant et figurant sur l'étiquetage pour connaître les indications, les contre-indications, les effets secondaires, l'utilisation recommandée, les mises en garde et les précautions. Toutes les lentilles de contact de la marque ACUVUE® possèdent un filtre UV de Classe 1 ou 2, aidant à protéger la cornée et l'intérieur de l'œil des rayons UV nocifs. Les lentilles de contact avec filtre UV ne peuvent se substituer à une protection oculaire absorbant les UV telle que les lunettes de soleil classiques ou avec coques latérales car elles ne recouvrent pas l'intégralité des tissus oculaires annexes. Mandataire européen : AMO Ireland (Irlande). Dispositifs médicaux de classe IIa (CE 2797). ACUVUE® OASYS, ACUVUE® OASYS 1-Day, ACUVUE® OASYS 1-Day for ASTIGMATISM, 1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM, ACUVUE® VITA™ et ACUVUE® VITA™ for ASTIGMATISM sont des marques de Johnson & Johnson Medical SAS, 1 rue Camille Desmoulins 92787 Issy-les-Moulineaux Cedex 9. RCS Nanterre B 612 030 619. Document réservé à l'usage des professionnels de santé. © Johnson & Johnson Medical SAS 2020. PP2020ACL8293. Juillet 2020. CL1920.