

ACUVUE®

Pour vos patients astigmatiques, toutes les lentilles ACUVUE® sont dotées de la technologie EYELID STABILISED¹⁻²



1 JOUR

2 SEMAINES

1 MOIS

AXES	Puissances										
	Cylindres	Plan à -6.00D (par 0.25D)					-6.50D à -9.00D (par 0.50D)				
		-0,75	-1,25	-1,75	-2,25	-2,75	-0,75	-1,25	-1,75	-2,25	-2,75
10°	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
20°	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
30°	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
40°	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
50°	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
60°	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
70°	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
80°	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
90°	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
100°	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
110°	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
120°	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
130°	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
140°	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
150°	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
160°	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
170°	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
180°	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●

AXES	Puissances						
	Cylindres	+0.25D à +4.00D (par 0.25D)			+4.25D à +6.00D (par 0.25D)		
		-0,75	-1,25	-1,75	-0,75	-1,25	-1,75
10°	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
20°	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
70°	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
80°	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
90°	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
100°	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
110°	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
160°	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
170°	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●
180°	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●

- ACUVUE® OASYS for ASTIGMATISM
- 1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM + ACUVUE® OASYS 1-Day for ASTIGMATISM + ACUVUE® VITA™ for ASTIGMATISM

BRAND CONTACT LENSES = Marque de lentilles de contact; 1-Day = 1 jour; 1 month = 1 mois.
 1. Eyelid Stabilised = Stabilisation par les paupières, équivalent à l'ASD™: Accelerated Stabilised Design™: Géométrie à Stabilisation Accélérée. La stabilité est caractérisée par la stabilisation de la vision, stabilisation dans les mouvements oculaires dans diverses directions et indépendances vis-à-vis de la gravité. 2. Données internes JJV 2021. Données générales sur le succès d'adaptation, l'orientation, la stabilité de rotation et les performances visuelles en lentilles de contact ACUVUE® for ASTIGMATISM. 3. Cet outil e-Calculateur est destiné à l'usage des professionnels de la vision résidant en France à des fins éducationnelles et de praticité, en conjonction avec la notice d'utilisation qui accompagne le dispositif et les consignes d'utilisation y figurant et figurant sur l'étiquetage. Johnson & Johnson Medical SAS n'interfère pas dans l'acte de prescription et cet outil e-Calculateur ne se substitue pas à la formation professionnelle pour l'exercice de la médecine ou au libre droit de jugement professionnel. Johnson & Johnson Medical SAS ne peut pas garantir l'exactitude ou le caractère complet des informations fournies par cet outil e-Calculateur. Chaque cas clinique doit être considéré comme unique à chaque patient et chaque réponse médicale doit être individualisée. Les lentilles de contact ACUVUE® sont destinées aux amétropies sous réserve d'une prescription médicale. Comme avec toute lentille de contact, des problèmes oculaires, notamment des ulcères cornéens, peuvent apparaître. Certains porteurs de lentilles peuvent ressentir une légère irritation, des démangeaisons ou une gêne. Les lentilles de contact ne doivent pas être utilisées en cas d'infections oculaires ou de toute autre affection oculaire, ou en cas de maladie systémique pouvant affecter l'œil. Avant toute utilisation, se référer à la notice d'utilisation et à l'étiquetage pour connaître les contre-indications, les effets indésirables, les précautions ou consulter notre site internet J&J: <https://www.jnjvisioncare.fr/important-safety-information>. Toutes les lentilles de contact de la marque ACUVUE® possèdent un filtre UV de Classe 1 ou 2, aidant à protéger la cornée et l'intérieur de l'œil des rayons UV nocifs. Les lentilles de contact avec filtre UV ne peuvent se substituer à une protection oculaire absorbant les UV telle que les lunettes de soleil classiques ou avec coques latérales car elles ne recouvrent pas l'intégralité des tissus oculaires annexes. Les lentilles de contact ne peuvent se substituer au port de lunettes de soleil. Il s'agit d'un dispositif médical de classe IIa (CE 2797). Mandataire Européen: AMO Ireland (Irlande). ACUVUE®, ACUVUE® OASYS for ASTIGMATISM, ACUVUE® OASYS 1-Day for ASTIGMATISM, 1-Day MOIST for ASTIGMATISM et ACUVUE® VITA™ for ASTIGMATISM sont des marques de Johnson & Johnson Medical SAS, 1 rue Camille Desmoulins, 92130 Issy-Les-Moulineaux. RCS Nanterre B612 030 619. © Johnson & Johnson Medical SAS 2022. « Document réservé à l'usage des professionnels de santé ». PP2022MLT6696. CL2129. Novembre 2022.

ACUVUE®

Pour équiper vos patients astigmatiques

SPHÈRE LUNETTES	SPHÈRE LENTILLES	CYLINDRE LUNETTES*													
		-0.75	-1.00	-1.25	-1.50	-1.75	-2.00	-2.25	-2.50	-2.75	-3.00	-3.25	-3.50	-3.75	-4.00
+5.75	+6.00														
+5.50	+6.00														
+5.25	+5.50														
+5.00	+5.25														
+4.75	+5.00														
+4.50	+4.75														
+4.25	+4.50														
+4.00	+4.25														
+3.75	+4.00														
+3.50	+3.50														
+3.25	+3.25														
+3.00	+3.00														
+2.75	+2.75														
+2.50	+2.50														
+2.25	+2.25														
+2.00	+2.00														
+1.75	+1.75														
+1.50	+1.50														
+1.25	+1.25														
+1.00	+1.00														
+0.75	+0.75														
+0.50	+0.50														
+0.25	+0.25														
plan	plan														
		CYLINDRE LUNETTES*													
		-0.75	-1.00	-1.25	-1.50	-1.75	-2.00	-2.25	-2.50	-2.75	-3.00	-3.25	-3.50	-3.75	-4.00
-0.25	-0.25														
-0.50	-0.50														
-0.75	-0.75														
-1.00	-1.00														
-1.25	-1.25														
-1.50	-1.50														
-1.75	-1.75														
-2.00	-2.00														
-2.25	-2.25														
-2.50	-2.50														
-2.75	-2.75														
-3.00	-3.00														
-3.25	-3.25														
-3.50	-3.50														
-3.75	-3.75														
-4.00	-3.75														
-4.25	-4.00														
-4.50	-4.25														
-4.75	-4.50														
-5.00	-4.75														
-5.25	-5.00														
-5.50	-5.25														
-5.75	-5.25														
-6.00	-5.50														
-6.25	-5.75														
-6.50	-6.00														
-6.75	-6.00														
-7.00	-6.50														
-7.25	-6.50														
-7.50	-6.50														
-7.75	-7.00														
-8.00	-7.00														
-8.25	-7.50														
-8.50	-7.50														
-8.75	-8.00														
-9.00	-8.00														
-9.25	-8.50														
-9.50	-8.50														
-9.75	-9.00														
-10.00	-9.00														

* Calculé pour une distance verre-cil de 12.00 mm Uniquement ACUVUE® OASYS for ASTIGMATISM

Hotline technique
0 800 007 660 Service & appel gratuits
 Du Lundi au Vendredi de 9h30 à 17h30
Jnvision@callmedical.com

SERVICE CLIENTS ACUVUE®
01 55 69 51 42

ACUVUE® e-Calculateur³
jnvisioncare.fr/toric-calculator

